

Étuve de séchage horizontale (inox 304) série HDO-BE

Réf. : Série HDO-BE (HDO-45BE → HDO-240BE)

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Puissance	Plage de température
HDO-45BE	42 L	1000 W	RT+10–300 °C
HDO-70BE	70 L	1500 W	RT+10–300 °C
HDO-140BE	136 L	2000 W	RT+10–300 °C
HDO-210BE	210 L	3000 W	RT+10–300 °C
HDO-240BE	245 L	3000 W	RT+10–300 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Étuve de séchage horizontale dont la coque est en tôle de qualité à surface traitée. Plage RT+10–300 °C, résolution 0,1 °C, fluctuation ± 1 °C, uniformité ± 1 °C. Alimentation 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz.