

Stérilisateur à air chaud série ST-H

Réf. : Série ST-H...A (25 → 200 L)

24 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (L)	Plage de température	Fluctuation
ST-H25A	34	RT+10–250 °C	±0,5 °C
ST-H50A	50	RT+10–250 °C	±0,5 °C
ST-H70A	70	RT+10–250 °C	±0,5 °C
ST-H100A	138	RT+10–250 °C	±0,5 °C
ST-H200A	200	RT+10–250 °C	±0,5 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Stérilisateur à air chaud à convection forcée, plage RT+10–250 °C, fluctuation ±0,5 °C, uniformité 0,25 °C, sonde PT100 et régulation PID. Décliné de 34 à 200 L.