

Stérilisateur à air chaud série ST-HAE

Réf. : Série ST-H...AE (25 → 180 L)



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité (L)	Plage de température	Fluctuation
ST-H25AE	25	RT+10–250 °C	±1 °C
ST-H50AE	50	RT+10–250 °C	±1 °C
ST-H80AE	80	RT+10–250 °C	±1 °C
ST-H100AE	105	RT+10–250 °C	±1 °C
ST-180AE	180	RT+10–250 °C	±1 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Stérilisateur à air chaud à convection forcée, adapté aux établissements médicaux, industriels et miniers, écoles de médecine et instituts scientifiques. Plage RT+10–250 °C, fluctuation ±1 °C, uniformité $\leq \pm 2,5$ %. Alarmes surtempérature, défaut de sonde et minuterie.