

Hotte de sécurité cytotoxique

Réf. : BSC-II-1100C • BSC-II-1300C • BSC-II-1800C

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Zone de travail	Vitesse d'air	Filtration
BSC-II-1100C / BSC-II-1300C / BSC-II-1800C	910×600×630 mm	0,53 m/s	HEPA/ULPA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La hotte de sécurité cytotoxique est un équipement de sécurité conçu pour manipuler les produits chimiques toxiques (cytotoxiques, anticancéreux, etc.) et les échantillons biologiques à haut risque. Adaptée aux expériences impliquant des substances volatiles ou toxiques, elle protège l'opérateur, l'échantillon et l'environnement en réduisant l'exposition aux aérosols et substances toxiques.

Applications :

Préparation et reconstitution de médicaments antitumoraux ; expériences sur virus et génotoxicité ; recherche en microbiologie et biologie moléculaire ; expériences d'édition génique (CRISPR/Cas9) ; manipulation de substances dangereuses.