

# Hotte PCR compacte PCR-800

Réf. : PCR-800

36 MONTH  
WARRANTY

CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique                      | PCR-800                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dimensions externes (l×P×H) (mm)     | 710×680×1050 (sans socle) ; 710×680×1680 (avec socle) |
| Dimensions internes (l×P×H) (mm)     | 610×590×625                                           |
| Hauteur du plan de travail           | 750 mm                                                |
| Vitesse du flux d'air                | 0,2–0,5 m/s, réglable                                 |
| Filtre HEPA                          | > 99,995 % à 0,3 µm                                   |
| Classe de propreté                   | Classe 100 (ISO 14644-1 classe 5)                     |
| Corps / plan de travail              | Acier galvanisé (revêtement antimicrobien) / inox 304 |
| Vitrage                              | Verre trempé anti-UV 5 mm                             |
| Lampe UV                             | 10 W×2                                                |
| Lampe LED                            | 8 W×2                                                 |
| Consommation                         | 149 W                                                 |
| Alimentation                         | AC 220 V±10 %, 50/60 Hz ; 110 V±10 %, 60 Hz           |
| Éclairage                            | ≥500 lux                                              |
| Niveau sonore                        | ≤62 dB(A)                                             |
| Poids net / brut (kg)                | 80 / 115 (sans socle) ; 130 / 165 (avec socle)        |
| Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm) | 920×855×1190                                          |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Les hottes PCR sont conçues pour réduire le risque de contamination lors des réactions de polymérisation en chaîne (PCR)**

---

elles dirigent un flux d'air filtré HEPA vers le bas au-dessus de la zone de travail pour offrir des conditions ISO classe 5 (anciennement classe 100) et protéger le travail pendant les préparations et les amplifications.