

# Chromatographe liquide haute performance (HPLC) LC-I3100

Réf. : LC-I3100 • LC-BGH3100 • LC-QGL3100 • LC-QGL3100D



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique              | Valeur                           |
|------------------------------|----------------------------------|
| Plateau à flacons de solvant | TP3100×1                         |
| Injecteur Rheodyne           | 7725ix1                          |
| Colonne                      | Supersil ODS2 5µm; ID4.6×200mmx1 |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chromatographe de laboratoire pour la séparation, l'identification et le dosage des composants d'un échantillon.