

Système d'imagerie de gel par chimiluminescence ACG-I6T

Réf. : ACG-I6T

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	Valeur
Pixels	9 million pixels
Exposition	1 ms-120min
Efficacité photosensible	High QE: 95%
Plage dynamique	≥4.8 orders of magnitude
Dimensions (L×P×H) (mm)	362×360×566

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système d'imagerie de gels par chimiluminescence et lumière visible.