

Incubateur climatique (ICB-250C / ICB-350C)

Réf. : ICB-250C • ICB-350C

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-250C	ICB-350C
Capacité (L)	250	350
Plage de température	Avec éclairage 10–60 °C ; sans 4–60 °C	Avec éclairage 10–60 °C ; sans 4–60 °C
Fluctuation / résolution	±1 °C / 0,1 °C	±1 °C / 0,1 °C
Humidité	50–90 % HR	50–90 % HR
Capteur	PT100	PT100
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	560×420×1050	560×530×1200
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	660×660×1700	670×730×1880

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur climatique à convection forcée pour la culture avec contrôle combiné de la température (4–60 °C, ou 10–60 °C avec éclairage) et de l'humidité (50–90 % HR). Capacités 250 et 350 L, capteur PT100.