

Incubateur à climat artificiel vertical, série ICB-CY (250 → 500 L)

Réf. : ICB-250CY • ICB-300CY • ICB-400CY • ICB-500CY

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-250CY	ICB-300CY	ICB-400CY	ICB-500CY
Capacité (L)	250	300	400	500
Plage de température	Avec éclairage 10–50 °C ; sans 5–50 °C	Avec éclairage 10–50 °C ; sans 5–50 °C	Avec éclairage 10–50 °C ; sans 5–50 °C	Avec éclairage 10–50 °C ; sans 5–50 °C
Fluctuation / résolution	±0,5 °C / 0,1 °C	±0,5 °C / 0,1 °C	±0,5 °C / 0,1 °C	±0,5 °C / 0,1 °C
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	470×449×1178	490×464×1278	560×600×1198	660×650×1198
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	672×792×1825	691×807×1925	764×932×1860	864×982×1860

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Cuve intérieure en inox SUS304 à conception incurvée, facile à nettoyer.

Ventilateur créant une micro-circulation d'air pour une meilleure uniformité de température.

Régulateur de température PID intelligent à microcontrôleur.

Mémoire des paramètres et reprise automatique au retour du courant.

Roulettes pour un déplacement aisé.