

Incubateur climatique vertical, série ICB-RC (150 → 460 L)

Réf. : ICB-R150C • ICB-R250C • ICB-R350C • ICB-R460C

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-R150C	ICB-R250C	ICB-R350C	ICB-R460C
Capacité	150 L	250 L	350 L	460 L
Plage de température	Avec éclairage 10–65 °C ; sans éclairage 0–65 °C	Avec éclairage 10–65 °C ; sans éclairage 0–65 °C	Avec éclairage 10–65 °C ; sans éclairage 0–65 °C	Avec éclairage 10–65 °C ; sans éclairage 0–65 °C
Régulation	Humidité + éclairage + température, 99 segments	Humidité + éclairage + température, 99 segments	Humidité + éclairage + température, 99 segments	Humidité + éclairage + température, 99 segments
Afficheur	Écran tactile LCD 7"	Écran tactile LCD 7"	Écran tactile LCD 7"	Écran tactile LCD 7"
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	405×500×755	505×545×915	585×600×1050	650×650×1110
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	600×650×1350	700×705×1550	780×750×1605	845×805×1710

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'incubateur climatique ICB-RC offre une programmation libre de la température, de l'humidité et de l'éclairage sur 99 segments, économe en énergie et adapté à tout projet.

Caractéristiques :

Structure à double porte, porte intérieure en verre trempé de qualité pour l'observation des échantillons.

Contrôleur sur la porte avec écran tactile LCD couleur 7,0".

Intensité lumineuse réglable sur plusieurs niveaux, programmation libre des paramètres température/humidité/éclairage.