

Incubateur à éclairage, série ICB-LY (150 → 500 L)

Réf. : ICB-150LY • ICB-250LY • ICB-350LY • ICB-400LY • ICB-500LY

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-150LY	ICB-250LY	ICB-350LY	ICB-400LY	ICB-500LY
Capacité (L)	150	250	300	400	500
Plage de température	Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C	Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C	Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C	Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C	Avec éclairage 10–50 °C ; sans éclairage 5–50 °C
Fluctuation / uniformité	±0,5 °C / ±2 °C	±0,5 °C / ±2 °C	±0,5 °C / ±2 °C	±0,5 °C / ±2 °C	±0,5 °C / ±2 °C
Source lumineuse	LED 6500 K, 2 côtés	LED 6500 K, 2 côtés	LED 6500 K, 2 côtés	LED 6500 K, 2 côtés	LED 6500 K, 2 côtés
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	420×408×928	470×449×1178	490×464×1278	560×600×1198	660×650×1198
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	621×752×1575	672×792×1825	691×807×1925	764×932×1860	864×982×1860
Étagères (charge)	3 (15 kg)	3 (15 kg)	3 (15 kg)	3 (15 kg)	3 (15 kg)
Réfrigérant	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)
Consommation (W)	1000	1500	2000	2500	3000
Poids net (kg)	139	176	188	218	286

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'incubateur à éclairage est largement utilisé en génie génétique, médecine, agriculture, sylviculture, sciences de

Caractéristiques :

Cuve intérieure en inox SUS304 à conception incurvée, facile à nettoyer.

Ventilateur créant une micro-circulation d'air pour une meilleure uniformité de température.

Régulateur de température PID intelligent à microcontrôleur pour un contrôle précis.

Mémoire des paramètres et reprise automatique au retour du courant.

Roulettes pour un déplacement aisé.

Compresseur haute efficacité et réfrigérant écologique sans fluor.