

Incubateur à moisissures, série MI (150 / 250 / 350 / 450 L)

Réf. : ICB-150MI • ICB-250MI • ICB-350MI • ICB-450MI

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-150MI	ICB-250MI	ICB-350MI	ICB-450MI
Capacité (L)	150	250	350	450
Plage de température	0–60 °C	0–60 °C	0–60 °C	0–60 °C
Fluctuation / uniformité	±0,5 °C / ±1 °C	±0,5 °C / ±1 °C	±0,5 °C / ±1 °C	±0,5 °C / ±1 °C
Circulation / capteur / régulateur	Convection forcée / PT100 / PID	Convection forcée / PT100 / PID	Convection forcée / PT100 / PID	Convection forcée / PT100 / PID
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	550×390×800	560×420×1050	560×530×1200	700×530×1210
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	600×630×1460	660×660×1700	670×730×1880	810×790×1890
Étagères	3	3	3	4
Réfrigérant	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)
Alimentation	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz
Consommation (W)	690	730	780	1320

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur à moisissures à convection forcée pour la culture et l'incubation de moisissures et micro-organismes à basse température. Cuve intérieure en inox miroir, régulation PID précise, réfrigérant R134a sans CFC, protecteur de fuite et alarme visuelle et sonore de surtempérature.