

Incubateur à moisissures, série MP (ICB-80MP → ICB-460MP)

Réf. : ICB-80MP • ICB-150MP • ICB-250MP • ICB-350MP • ICB-460MP



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-80MP	ICB-150MP	ICB-250MP	ICB-350MP	ICB-460MP
Capacité (L)	80	150	250	350	460
Plage de température	0–65 °C	0–65 °C	0–65 °C	0–65 °C	0–65 °C
Fluctuation	±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse)	±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse)	±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse)	±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse)	±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse)
Uniformité	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Circulation / capteur / régulateur	Convection forcée / PT100 / PID	Convection forcée / PT100 / PID	Convection forcée / PT100 / PID	Convection forcée / PT100 / PID	Convection forcée / PT100 / PID
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	400×400×500	400×500×750	500×550×910	600×600×1000	650×650×1100
Minuterie	0–99 h 59 min / 99×5 segments	0–99 h 59 min / 99×5 segments	0–99 h 59 min / 99×5 segments	0–99 h 59 min / 99×5 segments	0–99 h 59 min / 99×5 segments
Matériau intérieur	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304
Lampe UV germicide	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réfrigérant / dégivrage	R134a (sans CFC) / automatique	R134a (sans CFC) / automatique	R134a (sans CFC) / automatique	R134a (sans CFC) / automatique	R134a (sans CFC) / automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Coque traitée par pulvérisation électrostatique, résistante à la corrosion et durable.

Grand écran tactile, commande programmable 99×5 segments avec courbe de température et stockage des données.

Compresseur à haute efficacité et ventilateur de circulation, économes en énergie.

Système d'alarme de limite de température pour la sécurité expérimentale.

Double porte

porte intérieure en verre trempé pour observer les échantillons,
porte extérieure à joint magnétique pour une bonne étanchéité.

Lampe UV germicide installée dans la chambre.