

Incubateurs à plaquettes

Réf. : ICB-P5 · ICB-P10

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Plage de température	Volume	Uniformité
ICB-P5 / ICB-P10	20 à 24 °C	—	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Incubateur/agitateur à plaquettes sur pied, à système thermoélectrique avancé de chauffage et de refroidissement. Il dispose de 5/10 étagères et peut contenir jusqu'à 50/200 poches de plaquettes. Agitation douce et silencieuse, grand écran tactile couleur, voyants lumineux, programme d'alarme de température automatique et imprimante thermique pour l'édition de rapports.