

Incubateur portable

Réf. : ICB-12P

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Plage de température	Volume	Uniformité
ICB-12P	Amb.+5 à 65 °C	12 L	±1,0 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

l'incubateur à température constante portable s'utilise dans l'industrie, l'agroalimentaire, l'agriculture, la biochimie, la biologie et la médecine, pour la culture de bactéries et de micro-organismes, etc. Il peut être transporté ou utilisé comme incubateur de voiture.

Caractéristiques :

1. Circulation d'air chaud par convection naturelle, chauffage sur toutes les faces, garantissant une température uniforme.

2. Cuve intérieure en acier inoxydable miroir de haute qualité, à angles arrondis pour un nettoyage facile.

3. Régulation PID intelligente par microprocesseur

alarmes de surchauffe et de défaut de sonde, fonctionnement à valeur fixe, fonctionnement temporisé, correction d'écart et verrouillage du menu.

4. Conception portable, poignée supérieure pour un transport facile, alimentation 12 V voiture en option (12 V voiture, 100-240 V).