

Incubateur biochimique réfrigéré, série BI (ICB-50BI → ICB-460BI)

Réf. : ICB-50BI • ICB-80BI • ICB-150BI • ICB-250BI • ICB-350BI • ICB-460BI



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-50BI	ICB-80BI	ICB-150BI	ICB-250BI	ICB-350BI	ICB-460BI
Capacité (L)	50	80	150	250	350	460
Plage de température	5–65 °C	5–65 °C	5–65 °C	5–65 °C	5–65 °C	5–65 °C
Fluctuation	±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse)	±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse)	±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse)	±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse)	±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse)	±0,5 °C (haute) / ±1 °C (basse)
Uniformité	±2 °C	±2 °C	±2 °C	±2 °C	±2 °C	±2 °C
Circulation / régulateur	Convection forcée / PID	Convection forcée / PID	Convection forcée / PID	Convection forcée / PID	Convection forcée / PID	Convection forcée / PID
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	350×350×400	400×400×500	400×500×750	500×550×910	600×600×1000	650×650×1100
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	580×460×900	610×560×1070	600×660×1400	700×720×1590	790×760×1640	850×805×1730
Réfrigérant	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)	R134a (sans CFC)
Dégivrage	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Alimentation	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz	AC 220/110 V, 50/60 Hz
Consommation (W)	500	600	800	1000	1200	1400

Caractéristiques :

Cuve en inox à angles internes semi-circulaires ; étagères librement amovibles, faciles à nettoyer.

Coque traitée par pulvérisation électrostatique, résistante à la corrosion et durable.

Système de commande micro-informatique, régulation de température précise et fiable.

Compresseur à haute efficacité et ventilateur de circulation, économes en énergie.

Système d'alarme de limite de température, limitant automatiquement les surchauffes pour la sécurité.

Hublot d'observation à double vitrage ; porte extérieure à joint magnétique, bonne étanchéité et isolation.