

Incubateur à semi-conducteurs

Réf. : ICB-200S

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Plage de température	Volume	Uniformité
ICB-200S	0 à 70 °C	200 L	±0,2 @ 22 °C; ±0,5 @ 37 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les incubateurs à température constante basse température à semi-conducteurs sont largement utilisés en laboratoire (biologie, agriculture, environnement, pharmacie, contrôle des médicaments, aquaculture). Équipement idéal pour la culture microbienne, les expériences d'élevage et la conservation d'échantillons à basse température.

Caractéristiques :

1. Technologie de refroidissement/chauffage à semi-conducteur (Peltier), commutation rapide ; un seul module remplace les systèmes de chauffage et de refroidissement séparés.
2. Sans fluide frigorigène, sans fuite ni pollution ; fonctionnement sans bruit ni vibration, longue durée de vie.
3. Double sonde PT100, isolation en mousse polyuréthane, régulation haute précision.
4. Écran tactile 7 pouces, affichage en temps réel, accès à trois niveaux, protection par mot de passe, conception empilable double.
5. Sonde de température ambiante indépendante ajustant le chauffage pour éviter les dépassements.
6. Porte intérieure en verre et éclairage interne ; cuve et étagères en inox 304.
7. Limiteur de température indépendant coupant le chauffage avec alarme en cas de dépassement.

8. Alarmes multiples

surchauffe, haute/basse température, porte ouverte, défaut de sonde, protections surchauffe et surintensité.