

Incubateur à température constante de paille (ICB-30B → ICB-230B)

Réf. : ICB-30B • ICB-45B • ICB-65B • ICB-85B • ICB-125B • ICB-230B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-30B	ICB-45B	ICB-65B	ICB-85B	ICB-125B	ICB-230B
Capacité (L)	30	45	65	85	125	230
Plage de température	RT+5 à 80 °C	RT+5 à 80 °C	RT+5 à 80 °C	RT+5 à 80 °C	RT+5 à 80 °C	RT+5 à 80 °C
Fluctuation	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C	±0,5 °C
Précision	±1,0 °C	±1,0 °C	±1,0 °C	±1,0 °C	±1,0 °C	±1,0 °C
Résolution	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Afficheur	LCD	LCD	LCD	LED	LED	LED
Capteur	PT100	PT100	PT100	PT100	PT100	PT100
Minuterie	0–99 h 59 min	0–99 h 59 min	0–99 h 59 min	0–99 h 59 min	0–99 h 59 min	0–99 h 59 min
Étagères	2	2	2	2	2	2
Alimentation	AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz	AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz	AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz	AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz	AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz	AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cet incubateur à température constante de pointe est conçu pour répondre à vos besoins de contrôle de température, avec une régulation précise et une bonne uniformité. Disponible en capacités de 30 à 230 L, avec capteur PT100, afficheur LCD ou LED et étagères réglables.