

Incubateur à température constante, série N/F (convection naturelle / forcée)

Réf. : ICB-50N • ICB-110N • ICB-160N • ICB-50F • ICB-110F • ICB-160F

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ICB-50N	ICB-110N	ICB-160N	ICB-50F	ICB-110F	ICB-160F
Capacité (L)	50	105	155	50	105	155
Convection	Naturelle	Naturelle	Naturelle	Forcée	Forcée	Forcée
Dimensions internes (l×P×H) (mm)	370×350×420	486×409×536	551×474×601	370×350×420	486×409×536	551×474×601
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	520×633×847	635×673×962	740×742×1027	520×633×847	635×673×962	740×742×1027
Régulateur	PID programmable, écran tactile 4,3"	PID programmable, écran tactile 4,3"	PID programmable, écran tactile 4,3"	PID programmable, écran tactile 4,3"	PID programmable, écran tactile 4,3"	PID programmable, écran tactile 4,3"
Sécurité	Coupure auto (surtempérature, ouverture porte)	Coupure auto (surtempérature, ouverture porte)	Coupure auto (surtempérature, ouverture porte)	Coupure auto (surtempérature, ouverture porte)	Coupure auto (surtempérature, ouverture porte)	Coupure auto (surtempérature, ouverture porte)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Régulateur de température PID programmable, écran tactile couleur LCD 4,3", export de données USB.

Fonction de démarrage programmé, mémoire des paramètres, surveillance de sécurité.

En cas de température anormale, coupure automatique de l'alimentation.

Disponible en convection naturelle (série N) ou forcée (série F).