


Stérilisateur infrarouge IR-950S

Réf. : IR-950S



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	IR-950S
Température max en zone centrale	900–1300 °C
Diamètre extérieur max des objets	Ø15 mm
Longueur de la zone de chauffe	100 mm
Temps d'arrêt automatique de stérilisation	7 s
Puissance	600 W
Tension	AC 110 V ou 220 V, 50/60 Hz
Température ambiante	5–40 °C
Dimensions (L×P×H)	160×140×220 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Stérilisateur infrarouge contrôlant précisément l'intensité et la durée d'irradiation. Zone centrale jusqu'à 900–1300 °C, diamètre max des objets Ø15 mm, arrêt automatique de stérilisation en 7 s.