

Stérilisateur infrarouge d'anses (Bacti-Cinerator) BCS-800A / BCS-800B

Réf. : BCS-800A / BCS-800B



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	BCS-800A	BCS-800B
Température max en zone centrale	825 °C ±25	825 °C ±25
Diamètre extérieur max des objets	Ø15 mm	Ø35 mm
Longueur de la zone de chauffe	140 mm	100 mm
Temps de chauffe	15 min	15 min
Puissance	150 W	250 W
Tension	AC 110 V ou 220 V, 50/60 Hz	AC 110 V ou 220 V, 50/60 Hz
Fusible	250 V 3 A 5×20	250 V 3 A 5×20
Température ambiante	5–40 °C	5–40 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Stérilisateur infrarouge efficace conçu pour la stérilisation des anses d'inoculation, sans flamme. Zone centrale à 825 °C ±25.