

Intelligent Agitateur 3D

Réf. : SK-D1810S

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Capacité	Amplitude
SK-D1810S	10–80rpm	3kg	10 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

En sciences de la vie, éviter les bulles d'air, les forces de cisaillement et la contamination croisée est essentiel pour des résultats précis. L'agitateur 3D intelligent offre un mélange doux, uniforme et complet par mouvement tridimensionnel. Il gère aussi bien le mélange courant que des applications sensibles (optimisation de culture cellulaire, expériences moléculaires et protéiques, coloration/décoloration de gels).

Caractéristiques :

Mouvement rotatif 3D à angle d'inclinaison fixe pour un mélange doux et complet.

Écran LED affichant clairement vitesse et temps pour un suivi en temps réel.

Tapis en silicone antidérapants améliorant la stabilité et la sécurité des récipients.

Plage de vitesse 10-80 tr/min, réglage flexible de l'intensité d'agitation.

Utilisable avec un incubateur pour les applications à température contrôlée.