

Intelligent Agitateur linéaire - Agitateur linéaire

Réf. : SK-L180S

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Capacité	Amplitude
SK-L180S	40–200 rpm	2 kg	20 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Offre un environnement doux et efficace pour l'oscillation, le mélange et l'incubation de liquides en analyse biomédicale et chimique. Utilisable aussi en enceinte climatique ou incubateur CO₂ pour des environnements expérimentaux spécialisés.

Caractéristiques :

Oscillation linéaire alternative, mouvement fluide, haute efficacité de mélange.

Double écran LCD pour un suivi intuitif et pratique de tout le processus.

Robuste capacité de charge de 2,5 kg (avec plateau).

Moteur CC sans balais silencieux et durable, fonctionnement continu réduisant les arrêts et coûts de maintenance.

Vitesse réglable de 100 à 350 tr/min, s'adaptant à différentes applications.

Protection de sécurité de vitesse pour une double protection des échantillons et de l'appareil.