

# Système PCR à amplification isotherme par fluorescence PCR-IAF164 / IAF164I

Réf. : PCR-IAF164 / PCR-IAF164I

18 MONTH  
WARRANTY

CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Caractéristique           | PCR-IAF164 / IAF164I                |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Type                      | PCR isotherme en temps réel (RT)    |
| Capacité d'échantillons   | 16                                  |
| Consommables compatibles  | Tube transparent 0,1 ml             |
| Vitesse de rampe max      | 1 °C/s                              |
| Plage de température      | 30–80 °C                            |
| Précision de température  | ±0,2 °C                             |
| Uniformité de température | ±0,15 °C                            |
| Lumière d'excitation      | LED unique                          |
| Détecteur                 | PMT                                 |
| Méthode de détection      | Balayage temps réel résolu en temps |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les systèmes PCR-IAF164 et PCR-IAF164I sont des systèmes de détection PCR à amplification isotherme par fluorescence (RT-isotherme), à balayage temps réel résolu en temps.