

Système de lavage IVC (cages d'animalerie) IVC-100

Réf. : IVC-100

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	IVC-100
Capacité	1200 L
Affichage	Écran tactile LCD 10,2"
Programmes standard	24
Méthode de lavage	Lavage par pulvérisation
Température de lavage principal	≤50 °C (réglable)
Température de rinçage	≤80 °C (réglable)
Pompe à lotion	1100 ml/min
Buses de lavage	≥44 unités
Buses de rinçage	≥86 unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de lavage pour cages d'animalerie de laboratoire (IVC). Lavage par pulsion à 24 programmes standard, température de lavage principal ≤50 °C et de rinçage ≤80 °C (réglables), écran tactile 10,2".