

Appareil Kjeldahl entièrement automatique KA-9860

Réf. : KA-9860



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	KA-9860
Plage de mesure	0,1 mg – 240 mg
Temps d'analyse	5–10 min/échantillon
Reproductibilité	Erreur relative moyenne $\leq \pm 0,5$ %
Récupération	$\geq 99,5$ %
Résolution de la burette	2,0 μ L/pas
Capacité d'échantillon	Solide ≤ 5 g/échantillon ; liquide ≤ 20 mL/échantillon
Consommation d'eau (distillation)	1,5 L/min
Stockage de données	1000 groupes
Alimentation	AC 220 V ± 10 %, 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le KA-9860 est un appareil Kjeldahl à fonctions de distillation et de titrage. Erreur relative moyenne $\leq \pm 0,5$ %, burette 2,0 μ L/pas, stockage de 1000 groupes de données.