

Minéralisateur Kjeldahl KD-420F

Réf. : KD-420F



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	KD-420F
Plage de température	RT+5–450 °C
Précision de température	±1 °C
Isolation du chauffage	Technologie d'isolation par conduit d'air
Capacité du tube de digestion	300 mL
Capacité par lot	20 pièces/lot
Alimentation	AC 220 V ±10 %, 50 Hz ; 3,6 kW
Dimensions (L×P×H)	515×458×730 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Minéralisateur (digesteur) Kjeldahl pour la digestion des échantillons avant dosage de l'azote. Plage RT+5–450 °C, précision ±1 °C, technologie d'isolation par conduit d'air, tubes 300 mL, 20 échantillons/lot.