

Four de minéralisation Kjeldahl KDF-220F

Réf. : KDF-220F



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	KDF-220F
Plage de température	RT+5–450 °C
Précision de température	±1 °C
Isolation du chauffage	Technologie d'isolation par conduit d'air
Capacité du tube de digestion	300 mL
Capacité par lot	20 pièces/lot
Alimentation	AC 220 V ±10 %, 50 Hz ; 3600 W
Dimensions (L×P×H)	515×421×211 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Four de minéralisation (digestion) Kjeldahl pour la digestion des échantillons avant dosage de l'azote. Plage RT+5–450 °C, précision ±1 °C, technologie d'isolation par conduit d'air, tubes 300 mL, 20 échantillons/lot.