

Distillateur Kjeldahl automatique économique KA-9840

Réf. : KA-9840

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	KA-9840
Affichage	Écran LCD 4,3"
Plage de mesure	0,1 mg – 240 mg N
Récupération	≥99,5 %
Capacité d'échantillon	Solide ≤6 g/échantillon ; liquide ≤16 mL/échantillon
Vitesse de distillation	3–6 min/échantillon
Consommation d'eau de refroidissement	1,5 L/min
Mode de fonctionnement	Manuel / automatique
Alimentation	AC 220 V ±10 %, 50 Hz ; 1,3 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L'appareil Kjeldahl automatique KA-9840 réalise automatiquement la distillation pour le dosage de l'azote. Écran LCD 4,3", modes manuel/automatique.