

Spectrophotomètre UV-Vis IoT intelligent SP-UVISL3 / SP-UVISL4 (balayage rapide)

Réf. : SP-UVISL3 / SP-UVISL4

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UVISL3	SP-UVISL4
Affichage	Écran tactile haute résolution 7" 1024×768	Écran tactile haute résolution 7" 1024×768
Monochromateur	C-T à réseau holographique blazé	C-T à réseau holographique blazé
Réseau	1200 lignes/mm	1200 lignes/mm
Détecteur	Photodiodes silicium importées	Photodiodes silicium importées
Sortie	USB et Bluetooth	USB et Bluetooth
Module WiFi	Standard	Standard
Impression sans fil	Prise en charge (imprimante Bluetooth en option)	Prise en charge (imprimante Bluetooth en option)
Module IoT	Standard	Standard
Plage photométrique	0–200 %T ; -0,3–3 A	0–200 %T ; -0,3–3 A
Précision en longueur d'onde	±1 nm	±1 nm
Répétabilité en longueur d'onde	±0,5 nm	±0,5 nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis intelligent connecté (IoT) à écran tactile couleur haute résolution 7" (1024×768). Prise en charge du stockage cloud, aisément accessible (scan). Monochromateur C-T à réseau holographique blazé 1200 lignes/mm.