

Spectrophotomètre UV-Vis IoT intelligent SP-UVISL5 / SP-UVISL6

Réf. : SP-UVISL5 / SP-UVISL6

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	SP-UVISL5	SP-UVISL6
Affichage	Écran tactile haute résolution 7" 1024×768	Écran tactile haute résolution 7" 1024×768
Monochromateur	C-T à réseau holographique blazé, double faisceau proportionnel	C-T à réseau holographique blazé, double faisceau proportionnel
Réseau	1200 lignes/mm	1200 lignes/mm
Détecteur	Photodiodes silicium importées	Photodiodes silicium importées
Sortie	USB et Bluetooth	USB et Bluetooth
Module WiFi	Standard	Standard
Impression sans fil	Prise en charge (imprimante Bluetooth en option)	Prise en charge (imprimante Bluetooth en option)
Module IoT	Standard	Standard
Plage photométrique	0–200 %T ; -0,3–3 A	0–200 %T ; -0,3–3 A
Précision en longueur d'onde	±0,3 nm	±0,3 nm
Répétabilité en longueur d'onde	±0,1 nm	±0,1 nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spectrophotomètre UV-Vis intelligent connecté (IoT) à écran tactile couleur 7" (1024×768). Monochromateur C-T à réseau holographique blazé, double faisceau proportionnel. Prise en charge du stockage cloud.