

Électrode pH combinée de laboratoire

Réf. : 201FLAT

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Gamme pH	Résolution	Précision
201FLAT	0-14 pH	—	—

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application

cette électrode à membrane plate et raccord PTFE convient à la mesure du pH de surfaces solides et semi-solides humides (papier, peau, textiles, pâte fermentée, cuir). Elle s'applique aussi aux petites solutions aqueuses courantes.