

Laveur de verrerie automatique de laboratoire — gamme WD-160 à WD-680

Réf. : WD-160 → WD-680 (7 modèles)

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WD-160	WD-190	WD-230	WD-230H	WD-320I	WD-320H	WD-680
Capacité (L)	158	185	223	223	317	317	680
Niveaux de lavage	1 couche	2 couches	2 couches	2 couches	3 couches	3 couches	6 couches
Chauffage de l'air	0,5 kW	3 kW	3 kW	3 kW	4 kW	4 kW	8 kW
Consommation totale	5 kW	5 kW	5 kW	10 kW	5 kW	10 kW	21 kW
Affichage	LCD tactile 8,8"	LCD tactile 7"	LCD tactile 7"	LCD tactile 7"	LCD tactile 7"	LCD tactile 7"	LCD tactile 7"
Structure	Extérieur inox 304 ; cuve inox 316	Extérieur inox 304 ; cuve inox 316	Extérieur inox 304 ; cuve inox 316	Extérieur inox 304 ; cuve inox 316	Extérieur inox 304 ; cuve inox 316	Extérieur inox 304 ; cuve inox 316	Extérieur inox 304 ; cuve inox 316

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Laveurs de verrerie de laboratoire nettoyant efficacement une large gamme de verrerie (béchers, tubes, etc.). Système de commande à microprocesseur avec écran tactile couleur (affichage en temps réel de l'arrivée d'eau, des programmes et étapes, du temps et de la température). Modèles supérieurs équipés d'un système de séchage double pulvérisation à échange thermique avec filtre HEPA à l'entrée d'air, pompe suédoise, cuve inox 316 et roulettes. Gamme de 7 modèles de 158 à 680 L.