

Laboratory Réservoir d'azote liquide

Réf. : LNC-015-30B • LNC-2-30B • LNC-2-35B • LNC-3-50B • LNC-6-50B

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Diamètre col	Autonomie
LNC-015-30B	1,5 L	30 mm	0,071
LNC-2-30B	2 L	30 mm	0,071
LNC-2-35B	2 L	35 mm	0,11
LNC-3-50B	3,15 L	50 mm	0,12
LNC-6-50B	6 L	50 mm	0,115

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cette série est spécialement conçue pour les échantillons nécessitant un stockage statique de longue durée, avec des canisters circulaires pour cellules, tissus et autres échantillons biologiques. Produit durable et léger, avec garantie de vide de 5 ans ; canister standard en acier inoxydable.

Caractéristiques :

Canisters de couleurs différentes pour une identification rapide des échantillons.

Structure en aluminium durable et isolation sous vide.

Col étroit réduisant la consommation d'azote liquide.

Verrou de sécurité standard pour une meilleure protection des échantillons.