

Large-caliber Laboratory Réservoir d'azote liquide

Réf. : LNC-10-125BL • LNC-30-125BL • LNC-35-125BL • LNC-47-127BL • LNC-50-125BL

36 MONTH
WARRANTY

CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Diamètre col	Autonomie
LNC-10-125BL	10 L	125 mm	0,43
LNC-30-125BL	30 L	125 mm	0,33
LNC-35-125BL	35,5 L	125 mm	0,36
LNC-47-127BL	47 L	127 mm	0,36
LNC-50-125BL	50 L	125 mm	0,36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La série à grande ouverture (cuve carrée) combine une faible consommation d'azote liquide et une capacité moyenne de tubes de congélation. La grande ouverture et le portoir extractible facilitent le stockage longue durée et l'extraction fréquente des échantillons biologiques. Léger et peu encombrant, c'est le produit idéal pour les petites cryothèques ou en début de constitution de banque.

Caractéristiques :

Grande ouverture, grande capacité, faible consommation d'azote liquide, garantie de vide de 5 ans, couvercle à verrou de sécurité standard, structure en aluminium léger et haute résistance.