

265L Réfrigérateur de laboratoire

Réf. : MR-5V270

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
MR-5V270	2 à 8 °C	265 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Système de régulation

commande par microprocesseur, régulation précise ; température intérieure maintenue entre 2 et 8 °C, affichage au 0,1 °C.

Uniformité

grand ventilateur et soufflage d'air étagé garantissant l'uniformité ; écart de température intérieur de ± 2 °C.

Porte en verre trempé traité double épaisseur (Low-E), bonne isolation ; sans condensation à 25 °C et 80 % d'humidité.

Interface USB

stockage des données de température sur un mois.

Alarmes multiples

surchauffe, porte ouverte, défaut de sonde, coupure de courant (plus de 48 h).

Deux modes d'alarme

buzzer sonore et clignotement lumineux.

Orifice de test pour l'ajout de sondes tierces ; serrure de sécurité indépendante évitant les ouvertures intempestives.