

365L Réfrigérateur de laboratoire

Réf. : MR-5V360

36 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
MR-5V360	2 à 8 °C	365 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques :

Système de régulation

commande par microprocesseur, régulation précise ; température intérieure maintenue entre 2 et 8 °C, affichage au 0,1 °C.

Uniformité

grand ventilateur et soufflage d'air étagé garantissant l'uniformité ; écart de température intérieur de ± 2 °C.

Porte en verre trempé traité double épaisseur (Low-E), bonne isolation ; sans condensation à 25 °C et 80 % d'humidité.

Interface USB

stockage des données de température sur un mois.

Alarmes multiples

surchauffe, porte ouverte, défaut de sonde, coupure de courant (plus de 48 h), alarme à distance (en option).

Deux modes d'alarme

buzzer sonore et clignotement lumineux.

Orifice de test pour l'ajout de sondes tierces ; serrure de sécurité indépendante évitant les ouvertures intempestives.