

Glass Door High Performance Réfrigérateur de laboratoire

Réf. : MR-5V660 • MR-5V1000 • MR-5V1500



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Volume
MR-5V660	2 à 8 °C	656 L
MR-5V1000	2 à 8 °C	1006 L
MR-5V1500	2 à 8 °C	1500 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réfrigérateur à température contrôlée pour la conservation des réactifs, vaccins et médicaments. Régulation précise et alarmes.