

Laveur-désinfecteur d'endoscopes souples (WD-E50 / WD-E60)

Réf. : WD-E50 • WD-E60

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WD-E50	WD-E60
Cuves de nettoyage/désinfection	1	2 (double cuve A/B, indépendantes ou simultanées)
Capacité	25 L	25 L x2
Endoscopes traités	Jusqu'à 2 endoscopes digestifs simultanément	Jusqu'à 4 endoscopes digestifs simultanément
Pression d'eau	0,2–0,5 MPa (eau purifiée recommandée)	0,2–0,5 MPa (eau purifiée recommandée)
Commande	Système intégré, démarrage/fin par une touche, automatique	Système intégré, démarrage/fin par une touche, automatique
Afficheur	Écran tactile IPS 7" haute définition	Écran tactile IPS 7" haute définition
Réservoirs	Désinfectant ≥18 L, enzyme ≥5 L, alcool ≥5 L	Désinfectant ≥18 L, enzyme ≥5 L, alcool ≥5 L
Stockage	3000 enregistrements	3000 enregistrements
Consommation	3500 W	6000 W
Alimentation	AC 220±22 V, 50±1 Hz	AC 220±22 V, 50±1 Hz
Matériaux	Cuve ABS+PMMA ; réservoirs PP ; coque inox 304 ; porte verre trempé	Cuve ABS+PMMA ; réservoirs PP ; coque inox 304 ; porte verre trempé
Porte	Tournante électrique	Tournante électrique
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	580×695×1024	1180×695×1024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le laveur-désinfecteur d'endoscopes souples est un dispositif médical professionnel de nettoyage, désinfection et séchage automatiques des endoscopes souples (gastrosopes, coloscopes, bronchoscopes). Largement utilisé dans les centres d'endoscopie hospitaliers, les cliniques et les établissements médicaux, il élimine efficacement les contaminants (sang, résidus tissulaires, micro-organismes) à la surface et dans les canaux internes des endoscopes, prévenant l'infection croisée.

Caractéristiques :

1. Conception fiable, pratique et sûre	cuve de nettoyage/désinfection de type îlot à économie de liquide (volume ≥ 20 L), thermosoudée et thermoformée sous vide en composite polymère ABS + acrylique PMMA ; conception en creux réduisant la surface de contact de l'endoscope.
2. Irrigation intelligente et conviviale	au moins deux ports de perfusion en inox à connexion/déconnexion rapide ; identification automatique du nombre et du type d'endoscopes, ajustement précis de la pression et du débit pour optimiser nettoyage et désinfection.