

Laveur-désinfecteur automatique d'endoscopes WD-E26

Réf. : WD-E26

18 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	WD-E26
Capacité	26 L
Commande	Système intégré, démarrage/fin par une touche, processus entièrement automatique
Afficheur	Écran tactile couleur 7"
Stockage	≥5000 lots de données de nettoyage/désinfection
Imprimante	Intégrée (conservation des enregistrements > 5 ans)
Pression de la source d'eau	0,2-0,5 MPa
Consommation	2,35 kVA
Alimentation	220 V / 50 Hz
Matériaux	Cuve ABS anti-acide/alkali ; caisson ABS ; porte en verre trempé ; tuyauterie inox 304
Porte	Tournante électrique
Dimensions externes (l×P×H) (mm)	770×680×1044
Dimensions d'expédition (l×P×H) (mm)	990×1000×1350
Poids net / brut (kg)	120 / 170

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Notre laveur-désinfecteur d'endoscopes emploie une technologie de nettoyage avancée pour un traitement complet et efficace des endoscopes souples. Il est adapté aux

gastrosopes, coloscopes, sigmoïdoscopes, rectoscopes, laryngoscopes, bronchoscopes, etc.

Caractéristiques :

1. Test de fuite complet.
2. Auto-désinfection.
3. Ajout (et vidange) automatique du désinfectant.

4. Conception économe

consommation d'eau <11 L par cycle.

5. Capot en verre trempé pour observer tout le processus de nettoyage.
6. Compatible avec plusieurs types de désinfectants.
7. Porte automatique à commande au pied, réduisant le risque d'infection croisée.
8. Échantillonnage automatique du désinfectant pour contrôler sa concentration.
9. Port d'échantillonnage de l'eau de rinçage résiduelle en façade.
10. Fréquence et température de désinfection réglables.
11. Lavage enzymatique avec ajout automatique et système de mesure du dosage d'enzyme.
12. Filtre sur la source d'eau garantissant une eau conforme aux exigences.