

Laveurs ELISA

Réf. : ELMW-310 • ELMW-320 • ELMW-330



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Canaux	Volume
ELMW-310 / ELMW-320	8 pins and 12 pins	≤1µL/well
ELMW-330	—	≤1uL/well

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Laveurs de microplaques ELISA assurant le lavage automatique des puits entre les étapes d'incubation. Réglage du volume et du nombre de cycles.