

6 Inch LCD numérique Plaque chauffante

Réf. : HC-A380

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Température	Plateau
HC-A380	amb.. to 380 °C, (1 °C Step)	140×140 mm (6 inch)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adaptée aux expériences et applications pilotes (chauffage d'échantillons, réaction isotherme, évaporation de solutions) en chimie, biologie et médecine. Idéale pour les procédés exigeant une régulation précise à haute température.

Caractéristiques :

Chauffage haute efficacité

surface en alliage d'aluminium à revêtement céramique, montée rapide en température, maximum 380 °C.

Surveillance en temps réel

écran LCD haute définition affichant la température actuelle, clair et intuitif.

Régulation précise

sonde externe PT1000 plug-and-play, pour la mesure précise de la température interne de l'échantillon.