

Lecteur de microplaques ELISA ELMR-200I (96/48 puits)

Réf. : ELMR-200I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ELMR-200I
Plaques	96/48 puits
Détecteur	Photodiode silicium
Source lumineuse	Halogène tungstène 8 V/50 W ou LED
Gamme de longueurs d'onde	400–800 nm (halogène) / 400–725 nm (LED)
Filtres standard	405, 450, 492, 630 nm (+4 en option)
Plage de lecture	0–4 A
Résolution	0,001 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lecteur de microplaques ELISA pour plaques 96/48 puits, à photodiode silicium et source lumineuse halogène tungstène (8 V, 50 W) ou LED. Gamme de longueurs d'onde 400–800 nm (halogène) ou 400–725 nm (LED), filtres standard 405/450/492/630 nm (+4 en option), plage de lecture 0–4 A, résolution 0,001 A.