

Lecteur de microplaques ELISA économique ELMR-200II (96/48 puits)

Réf. : ELMR-200II



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ELMR-200II
Plaques	96/48 puits
Détecteur	Photodiode silicium
Source lumineuse	LED
Gamme de longueurs d'onde	400–725 nm
Filtres standard	405, 450, 492, 630 nm (+4 en option)
Plage de lecture	0–4 A
Précision	±0,008 A
Reproductibilité / stabilité	≤0,2 % / ±0,003 A
Vitesse de lecture	Simple ≤10 s

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ce lecteur de microplaques ELISA offre flexibilité et commodité pour diverses applications. Plaques 96/48 puits, photodiode silicium, source LED, gamme 400–725 nm, filtres standard 405/450/492/630 nm (+4 en option), plage de lecture 0–4 A, précision ±0,008 A, reproductibilité ≤0,2 %, stabilité ±0,003 A, lecture simple longueur d'onde ≤10 s.