

Lecteur de microplaques ELISA ELMR-384 (96/384 puits)

Réf. : ELMR-384



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ELMR-384
Plaques	96 et 384 puits
Source lumineuse	Lampe quartz-halogène
Détecteur	Photodétecteur
Gamme de longueurs d'onde	330–900 nm (filtres)
Roue à filtres	8 filtres (405, 450, 492, 630 nm installés)
Plage d'absorbance	0–6 Abs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application :

L'ELMR-384 est un lecteur de microplaques fiable et flexible.

Caractéristiques :

1. Large gamme de longueurs d'onde de 330 à 900 nm avec une plage d'absorbance de 0 à 6 Abs.
2. Logiciel simple mais puissant, à flux de travail logique, pour un usage universel.

Source lumineuse quartz-halogène, roue à 8 filtres (405, 450, 492, 630 nm installés ; autres en option).