

Lecteur de microplaques ELISA automatique ELMR-96 / ELMR-96I (96 puits)

Réf. : ELMR-96 • ELMR-96I



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ELMR-96 / ELMR-96I
Plaques	96 puits
Source lumineuse	Lampe halogène 6 V/10 W
Gamme de longueurs d'onde	340–880 nm
Filtres	Standard 405, 450, 492, 630 nm (jusqu'à 8)
Plage d'absorbance	0–4 Abs
Résolution	0,001 Abs
Linéarité	(0–2,0) $\leq \pm 1 \%$; [2,0–4,0) $\leq \pm 2 \%$
Erreur d'indication de longueur d'onde	$\leq \pm 3$ nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lecteur de microplaques ELISA automatique pour plaques 96 puits. Source lumineuse halogène 6 V/10 W, gamme 340–880 nm, configuration standard à 4 filtres (405, 450, 492, 630 nm), jusqu'à 8 filtres. Plage d'absorbance 0–4 Abs, résolution 0,001 Abs, linéarité $\leq \pm 1 \%$ (0–2,0) / $\leq \pm 2 \%$ [2,0–4,0), erreur d'indication de longueur d'onde $\leq \pm 3$ nm.