

Lecteur de microplaques ELISA à monochromateur ELMR-F200 / F200H (96/384 puits)

Réf. : ELMR-F200 • ELMR-F200H



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Caractéristique	ELMR-F200	ELMR-F200H
Plaques	96/384 puits	96/384 puits
Mode cuve	Non	Oui
Mode de détection	Absorbance	Absorbance
Source lumineuse	Lampe flash xénon (> 10 ⁹ éclairs)	Lampe flash xénon (> 10 ⁹ éclairs)
Gamme de longueurs d'onde	200–1000 nm	200–1000 nm
Précision / répétabilité	2 nm / 0,2 nm	2 nm / 0,2 nm
Système optique	Monochromateur, pas 1 nm	Monochromateur, pas 1 nm
Plage de lecture	0–4 DO	0–4 DO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lecteur de microplaques de haute qualité fondé sur un monochromateur.

Caractéristiques :

Données de haute qualité et performance stable.

Système optique à double faisceau avec canal optique de référence pour des mesures fiables.

Source lumineuse à lampe flash xénon (> 10⁹ éclairs), gamme 200–1000 nm, monochromateur à pas de 1 nm, plage de lecture 0–4 DO. Le F200H propose un mode cuve.