

LED numérique Rocking Agitateur

Réf. : SK-R1807S

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Vitesse	Capacité	Amplitude
SK-R1807S	10–80 rpm	2 kg	7 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté au mélange doux à basse vitesse et aux expériences minutées. Largement utilisé en sciences de la vie

élution ELISA et dosages immunologiques, préparation et synthèse de protéines, hybridation/élution d'acides nucléiques, immunoprécipitation, incubation et décoloration Western blot, culture cellulaire.

Caractéristiques :

Moteur CC haute efficacité, faible bruit, longue durée de vie.

Double écran LED affichant vitesse et temps séparément, paramètres clairs et réglage facile.

Modèle à plateau fixe de base ou modèle multifonction à plateau interchangeable.

Charge maximale de 2 kg, plage de vitesse 10-80 tr/min.

Design simple et compact, compatibilité large tension pour une utilisation mondiale.