

# Agitateur linéaire

Réf. : SK-L330 • SK-L180

24 MONTH WARRANTY CE FDA



## SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

| Modèle  | Vitesse     | Capacité | Amplitude |
|---------|-------------|----------|-----------|
| SK-L330 | 100–350 rpm | 7,5 kg   | 10 mm     |
| SK-L180 | 100–350 rpm | 2,5 kg   | 4 mm      |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Agitateur de laboratoire (orbital, linéaire, 3D ou à bascule) pour le mélange de cultures et d'échantillons. Plateau interchangeable.