

Filling Réservoir d'azote liquide and LN2 Filling Tank

Réf. : LNC-5-40 • LNC-15-40 • LNC-30-40 • LNC-50-40

24 MONTH WARRANTY CE FDA



SPÉCIFICATIONS PAR MODÈLE

Modèle	Capacité	Diamètre col	Autonomie
LNC-5-40	5 L	40 mm	3
LNC-15-40	15 L	40 mm	2,5
LNC-30-40	30 L	40 mm	2,5
LNC-50-40	50 L	40 mm	2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réservoir d'azote liquide pour la cryoconservation d'échantillons biologiques (cellules, sperme, embryons).